



S.C.CASA LEBĂDA SRL
IAȘI
0232/232348

FISA TEHNICA

DEZINFECTANT LEBADA PLUS TP4 CONCENTRAT MULTISUPRAFETE

Inregistrare:2020

Editia: 1

Revizia: 0

Pagina 2 din 2

1. Compoziție

-peroxid de hidrogen, acid peracetic, apa demineralizata si parfum.

2. Domeniu de utilizare

Produs biocid utilizat pentru dezinfectarea spatiilor de crestere a animalelor, a suprafetelor si imprejurimilor fermelor. Dezinfecteaza aerul si unitatile de tratare a aerului din ferme.

Se mai poate utiliza pentru a dezinfecta incaltamintea persoanelor si roțile mijloacelor auto care intra in ferma, materiale, scule, echipamente aflate in zonele unde sunt adapostite sau transportate animalele, pentru a dezinfecta ouale, incubatoarele, statiile de incubatie si fosele septice din ferme.

Se poate utiliza pentru dezinfectarea suprafetelor ce intra in contact direct cu mancarea, la dezinfectarea suprafetelor dure prin stergere cu laveta, mopul sau prin spalare.

Se mai poate utiliza la dezinfectarea instalatiilor sanitare precum vase de toaleta, chiuvete.

3. Performante

Prezinta activitate fungicida impotriva: Candida Albicans ATCC 10231 si Aspergillus brasiliensis ATCC 16404.

Nr crt	CARACTERISTICA	CONDIȚII ADMISIBILITATE	DE	METODA ÎNCERCARE	DE
1	Aspect	Lichid omogen		Vizual	
2	Miros	Caracteristic		Organoleptic	
3	Densitatea la 20°C, g/cm ³	1.01-1.03		SR EN ISO 2811	
4	Stabilitate	Stabil		vizual	
5	Culoare	Incolor		vizual	

Prezinta activitate bactericida impotriva: Staphylococcus Aureus ATCC 6538, Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, Enterococcus hirae ATCC 10541, Escherichia coli ATCC 10536.

4. Caracteristici tehnice

5. Mod de aplicare

Pentru inceput se face o dilutie de 10%. Produsul se poate aplica direct pe suprafata ce se doreste a se dezinfecta si se lasa sa actioneze 30 de minute.

Pentru suprafete se poate administra prin spray, nebulizare sau termo-nebulizare.

Dezinfectarea aeromicroflorei se realizeaza prin pulverizare

Dezinfectarea instalatiilor sanitare (vase de toaleta, chiuvete, etc) se realizeaza prin turnare.

Dezinfectarea suprafetelor dure se poate realiza prin pulverizare, prin stergere cu laveta sau mopul, sau prin spalare.

Dezinfectarea echipamentelor/instrumentelor se realizeaza prin inmuire/imersare/scufundare.

6. Masuri de securitate

Cititi cu atentie eticheta inainte de folosire!

Folisiti manusi si ochelari de protectie pentru manipularea produsului.

A nu se amesteca cu alte produse



S.C.CASA LEBĂDA SRL
IAȘI
0232/232348

FISA TEHNICA

DEZINFECTANT LEBADA PLUS TP4 CONCENTRAT MULTISUPRAFETE

Inregistrare:2020

Editia: 1

Revizia: 0

Pagina 2 din 2

P102 – A nu se lasa la îndemâna copiilor;

P210- A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise sau suprafete incinse.

P273- Evitati eliberarea in mediul inconjurator;

P305+P351+P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII : clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, daca este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți

P301+P313 ÎN CAZ DE INGHIȚIRE: se consultă medicul.

P501- Eliminati continutul si/sau ambalajul in locuri special amenajate.

7. Ambalare, transport și depozitare

Produsul se păstrează în ambalajul original in flacoane de 3L si 5L

Depozitarea se face în locuri răcoroase ($T^{\circ}C < 25$), ferite de razele solare și de alte substanțe chimice.

Transportul produsului se face cu mijloace de transport curate și acoperite.

Fiecare transport va fi însoțit de documentul de certificare al calității, întocmit conform dispozițiilor legale în vigoare.

8. Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate al produsului este de 12 luni de la data fabricației.